



ISQOOM®
Návod k použití





Stručný přehled	4
Aplikace	6
Gely xCential	8
Programy xCential	10
Péče a uskladnění	16
Technické údaje a důležité tipy	18

Děkujeme vám za váš nákup SQOOM.

Tento vysoce kvalitní koncept od společnosti SQOOM Global AB, která se zaměřuje na zdravotnické produkty především v oblasti dermatologie, nabízí velmi účinné gely a speciálně vyvinuté programy na bělení pokožky, čištění pokožky, zmírnění účinků stárnutí pokožky, řešení kožních problémů a uvolňování napětí v zádech a ve svalech.

Ten nejelegantnější způsob, jak získat viditelně krásnou pokožku. Revoluční koncept SQOOM s patentovanou synchronní technologií ultrazvuku a iontoforézy.



- 1 | Transduktor (hlavice) z titanové slitiny – vhodný i pro alergiky.
Aplikujte dostatečné množství aktivního gelu.
- 2 | Kontrolka činnosti
Kontrolka přístroje SQOOM pravidelně bliká, když je přístroj v provozu (pouze při kontaktu s kůží).
- 3 | Vypínací/zapínací tlačítko (ON/OFF)
Jedním stisknutím tlačítka aktivujete a/nebo deaktivujete přístroj SQOOM.
- 4 | Tlačítko programů (STEP)
Stisknutím tlačítka pro výběr můžete kdykoliv aktivovat jeden ze 7 programů.
- 5 | Kontaktní plochy rukojeti
Vždy držte Váš přístroj SQOOM tak, abyste se dotýkali kontaktních ploch na obou stranách.
- 6 | Nabíjecí stanice
Po každém použití vložte přístroj SQOOM do nabíjecí stanice. Tak zajistíte, že Váš přístroj SQOOM bude vždy připraven k provozu.
- 7 | Kontrolka baterie
Přístroj SQOOM nabíjejte tak dlouho, dokud tato kontrolka nesvítí zeleně. Pokud svítí modře, přístroj se stále ještě nabíjí.


Používejte pouze originální xcential gely a originální SQOOM zařízení pro aplikaci SQOOM. Neneseme žádnou odpovědnost za výsledky při používání kosmetiky nebo zařízení vyrobené ostatními.




Před každým použitím pokožku vyčistěte běžným způsobem. Potom naneste dostatečné množství jednoho z aktivních gelů na hlavici přístroje (1) nebo na oblast pokožky, kterou chcete ošetřit. Zapněte přístroj (2).

Nyní zvolte vhodný program aplikace (3) a uchopte přístroj pevně z obou stran tak, abyste se dotýkali kontaktních ploch (4). Nyní položte hlavici přístroje na oblast pokožky, kterou chcete ošetřovat a pohybujte přístrojem jemně v pomalých kruzích (5).

Upozornění: Pokud používáte přístroj SQOOM k ošetření pokožky jiné osoby, musíte se této osoby dotýkat svou volnou rukou (kontakt pokožky na pokožku) tak, aby byl zajištěna správný provoz přístroje (blikající kontrolka) (6).





xCential cleanser

Optimální proces hlubokého čištění pleti. Poskytne pleti vlhkost a připraví ji na ošetření podle konceptu SQOOM. Panthenol a výtažek z heřmánku mají uvolňující a tišící účinky.

xCential H+

Tento inovativní H+ gel obsahuje zcela přírodní aktivní složky s blahodárnými účinky na pokožku. Pleť bude hladší a krásnější. Hlavní složkou xCential H+ je hyaluron – známý zvlhčovač. Malé částičky kyseliny hyaluronové s nízkou molekulární hmotností jsou dopraveny do hlubokých vrstev pokožky, kde zaplní prázdná místa způsobená procesem stárnutí.

xCential deSpot

Tento bělicí gel obsahuje jedinečnou kombinaci aktivních složek sulforafan a genistein. Tato lipozomální kombinace rozjasní vaši pokožku a zmírní stařecké skvrny.

xCential booster

24 hodinový koncentrovaný zvlhčovač pokožky. Po jeho aplikaci je pokožka okamžitě svěží a sametová, s jasnějším a mladistvým vzhledem. Vrásky jsou částečně vyhlazeny už po první aplikaci a xCential booster má 8 hodinový účinek proti vráskám.

xCentialcleanser

- Vyčistíte pokožku běžným způsobem (odstraňte make-up, krémy a parfém).
- Naneste dostatečné množství xCential cleanser na hlavici přístroje nebo na oblast pokožky, kterou chcete ošetřit.
- Zapněte přístroj SQOOM stisknutím tlačítka POWER a zvolte program C tlačítkem STEP nebo program I (modrý) pro citlivou oblast kolem očí.
- Uchopte přístroj SQOOM pevně z obou stran tak, abyste se dotýkali kontaktních ploch.
- Nyní položte hlavici přístroje na oblast pokožky, kterou chcete ošetřovat a pohybujte přístrojem jemně v pomalých kruzích.
- Po skončení ošetření přístrojem SQOOM si důkladně umyjte obličej vodou.
- Výsledek: hluboké vyčištění všech pórů na pokožce.



xCentialH+

- Doporučujeme provést program na čištění pokožky před každým ošetřením.
- Naneste dostatečné množství gelu xCential H+ na hlavici přístroje nebo na oblast pokožky, kterou chcete ošetřit.
- Zapněte přístroj SQOOM stisknutím tlačítka POWER a zvolte program W tlačítkem STEP nebo program I (zelený) pro citlivou oblast kolem očí.
- Uchopte přístroj SQOOM pevně z obou stran tak, abyste se dotýkali kontaktních ploch.
- Nyní položte hlavici přístroje na oblast pokožky, kterou chcete ošetřovat a pohybujte přístrojem jemně v pomalých kruzích.
- Doporučujeme ponechat gel na vaší pokožce přes noc jako noční masku, pokud provádíte ošetření večer. Pokud provádíte ošetření ráno nebo během dne, doporučujeme gel po ošetření smýt.
- Výsledek: viditelně krásná pokožka.



Tip: Kromě normální aplikace xCential H+ (W) použijte i program M a L.

PROGRAM 1 | C

Vyčištění pórů



ON

C



PROGRAM 6 | I modrý

Hlavně kolem očí



I



Doba ošetření: 4 min

Aplikace: Jednou týdně

Pro rychlejší výsledky používejte denně.

PROGRAM 3 | W

Vyhlazení vrásek a zpevnění kůže



ON

W



PROGRAM 6 | I zelený

Hlavně kolem očí



I



Doba ošetření: 8 - 12 min

Aplikace: Jednou týdně

Pro rychlejší výsledky používejte denně.

xCentialdeSpot

- Doporučujeme provést program na čištění pokožky před každým ošetřením.
- Naneste dostatečné množství gelu xCential deSpot na hlavici přístroje nebo na oblast pokožky, kterou chcete ošetřit.
- Zapněte přístroj SQQOOM stisknutím tlačítka POWER a zvolte program W tlačítkem STEP nebo program I (zelený) pro citlivou oblast kolem očí.
- Uchopte přístroj SQQOOM pevně z obou stran tak, abyste se dotýkali kontaktních ploch.
- Nyní položte hlavici přístroje na oblast pokožky, kterou chcete ošetřovat a pohybujte přístrojem jemně v pomalých kruzích.
- Doporučujeme ponechat gel na vaší pokožce přes noc jako noční masku, pokud provádíte ošetření večer. Pokud provádíte ošetření ráno nebo během dne, doporučujeme gel po ošetření smýt.
- Výsledek: Vybělení tmavších oblastí kůže a stařečkových skvrn.



PROGRAM 3 | W

Bělení pokožky



PROGRAM 6 | I zelený

Hlavně kolem očí



Doba ošetření: 8 - 12 min

Aplikace: Jednou týdně

Pro rychlejší výsledky používejte denně.

xCentialbooster

- Naneste gel xCential booster na hlavici přístroje nebo na oblast pokožky, kterou chcete ošetřit.
- Zapněte přístroj SQQOOM stisknutím tlačítka POWER a zvolte program S tlačítkem STEP.
- Uchopte přístroj SQQOOM pevně z obou stran tak, abyste se dotýkali kontaktních ploch.
- Nyní položte hlavici přístroje na oblast pokožky, kterou chcete ošetřovat a pohybujte přístrojem jemně v pomalých kruzích.
- Po ošetření ponechte zbývající gel na pokožce a vmasírujte ho jemně prsty do pokožky.
- Výsledek: Dodává pokožce mladistvější a jasnější vzhled.



PROGRAM 5 | S

Koncentrovaná vlhkost na 24 hodin



Doba ošetření: 4 min

Aplikace: Podle potřeby – okamžitý účinek pro speciální příležitosti nebo jako ideální doplněk k aplikaci xCential H+.



Přečtěte si prosím následující tipy, které vám pomohou k lepším výsledkům při používání vašeho přístroje.

Používejte pouze originální xcential gely a originální SQOOM zařízení pro aplikaci SQOOM. Neneseme žádnou odpovědnost za výsledky při používání kosmetiky nebo zařízení vyrobené ostatními.



Prodloužená mezinárodní záruka

Zaregistrujte si svůj přístroj a obdržíte ZDARMA prodlouženou celosvětovou záruku. To znamená, že i po překročení zákonem stanovené záruční lhůty budete mít nárok na celosvětovou prodlouženou záruku na přístroj SQOOM bez jakýchkoliv dalších poplatků.

www.warranty.sqoom.com

Číslo zákaznického servisu: info@SQOOM.com

- Přístroj uchovávejte v suchu a neomývejte jej vodou.
- K čištění hlavičky přístroje použijte vlhkou látku.
- Po vypnutí přístroj vložte do nabíjecí stanice a ujistěte se, že svítí modrá LED kontrolka.
- Jakmile je proces nabíjení ukončen, modrá LED kontrolka začne svítit zeleně. V případě poruchy nabíjení začne LED kontrolka modře blikat.
- Pokud je baterie přístroje zcela vybitá, nabíjejte ji před dalším používáním přístroje po dobu minimálně tří hodin.
- Po úplném nabití baterie vydrží přístroj v provozu podobu přibližně čtyř hodin. Jedno plné nabití umožňuje asi dva týdny používání po 12 minutách za den.
- Pokud potřebujete zjistit stav nabití baterie, stiskněte tlačítko STEP a podržte jej přibližně tři sekundy. Když se rozsvítí všech šest LED diod programů, přístroj je plně nabitý. Když se rozsvítí pouze dvě LED diody, baterii zbývá už jen asi 30 minut provozu. Zaznění signálního tónu upozorňuje na nutnost dobít baterii.
- Po dvou minutách nečinnosti bude přístroj automaticky vypnut.
- Přednastavená doba aplikace pro každý krok je čtyři minuty. Po uplynutí čtyř minut zazní zvukový signál a přístroj přejde do pohotovostního režimu (standby). Pokud nebude během následujících dvou minut přístroj reaktivován, automaticky se vypne.
- Nominální vstupní napětí je 100 - 240 V AC - to znamená, že Váš přístroj můžete používat na cestách kdekoli na světě.
- Jakmile je přístroj plně nabitý, odpojte nabíjecí stanici od sítě.
- Všechny elektrické kontakty udržujte vždy v čistotě, bez prachu a suché.

Název přístroje	
Přístroj	SQOOM M2 (T-0204A)
Nabíjecí stanice	
Síťové napětí	AC 100 - 240V, 50/60 Hz
Hmotnost	133 g
Ruční zařízení	
Lithium-iontová baterie	
Síťové napětí	AC 100 - 240 V
Výstup/ adaptér	DC 3,7V / 2200mA
Výkon	7 W
Hmotnost	194 g (hrubá)
Ultrazvuk	
Frekvence	1 MHz
Úroveň intenzity	od 0,1 W/ cm ² do 0,5 W/ cm ²
Frekvence	1,150Hz ~ 1,785Hz

Z důvodů recyklace nesmí být přístroj po ukončení jeho životnosti likvidován jako běžný komunální odpad. Likvidaci přístroje můžete provést jeho vrácením společnosti SQOOM Global AB nebo do příslušného sběrného místa, jehož adresu zjistíte na místním obecním nebo městském úřadě.

Přístroj SQOOM používejte pouze s gely SQOOM, které jsme vyvinuli speciálně pro toto použití.

Ošetřování jedné oblasti pokožky neprovádějte déle než 20 minut denně.

Přístroj SQOOM nepoužívejte na oblasti pokožky zasažené rakovinou kůže ani na oblasti, které byly předmětem chirurgických zákroků.

Přístroj SQOOM nepoužívejte v případě, že máte implantován kardiostimulátor.

V případě zvýšené funkce štítné žlázy nepoužívejte přístroj SQOOM na přední straně krku nebo hrudníku.

Přístroj SQOOM nepoužívejte v blízkosti kloubních implantátů - mohlo by to způsobit bolest.

V těhotenství nepoužívejte přístroj SQOOM v břišní nebo hrudní oblasti.

Zabraňte kontaktu gelu a hlavice přístroje s očima, očními víčky a sliznicemi.

Přístroj a gely/krémy ukládejte mimo dosah dětí.

Gely/krémy neskladujte při teplotách vyšších než 25 °C.

Gely/krémy jsou určeny výhradně pro zevní použití (na pokožku).

Pokud používáte přístroj SQOOM k ošetření pokožky jiné osoby, musíte se této osoby dotýkat svou volnou rukou (kontakt pokožky na pokožku) tak, aby byl zajištěn správný provoz přístroje SQOOM.

© Všechna práva vyhrazena společností SQOOM Global AB. Jakékoliv kopírování nebo editace přesahující rámec autorských práv není povoleno bez předchozího písemného souhlasu.

SQOOM Global AB
Stockholm/ Sweden



Registrovaná obchodní značka
SQOOM Global AB

SQOOM Global AB
Office/Warehouse
Åkersbärsvägen 14
611 38 Nyköping
Sweden
+46 852 504 720
info@SQOOM.com
www.SQOOM.com