



:SQOOM[®]
Brugsvejledning



entialH+



Kort oversigt	4
Anvendelse	6
xCential-gelerne	8
xCential-programmerne	10
Opbevaring og opladning	16
Tekniske data og vigtige tips	18

Tak for, at du har valgt at købe en SQOOM. Dette kvalitetskoncept fra SQOOM Global AB, der er ekspert inden for medicinske og kosmetiske behandlingskoncepter, tilbyder højeffektive geler og særligt udviklede programmer til forebyggelse af tegn på aldring, lysning af pigment- og alderspletter, rensning af huden samt behandling af hudproblemer og ryg- eller muskelspændinger.

Den mest elegante måde at opnå synligt smukkere hud på. Det revolutionerende SQOOM-koncept med sin patenterede synkronteknologi af ultralyd og iontoforese.

Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for at opnå optimale resultater og maksimal succes med behandlingen.




- 1 | Transducer med titaniumlegering, der tåles af allergikere.
Kom gelen med de aktive ingredienser på her i rigelig mængde.
- 2 | Kontrollampe
Kontrollampen blinker regelmæssigt, når apparatet er i drift (kun ved kontakt med huden).
- 3 | Tænd/Sluk-knap – ON/OFF
Apparatet tændes/slukkes ved at trykke på denne knap.
- 4 | Knap til programvalg – STEP
Ved et tryk på knappen STEP starter et af programmerne.
- 5 | Kontaktpunkter
Hold altid SQOOM-apparatet således, at kontaktpunkterne på begge sider berøres.
- 6 | Opladerstation
Sæt apparatet tilbage i opladeren efter hver brug, så din SQOOM altid er klar til næste gang.
- 7 | Kontrollampe til batteri
Når kontrollampen lyser grønt, er apparatet fuldt opladet.
Lys den blå, er apparatet endnu ikke fuldt opladet.




Rens din hud som normalt før hver behandling. Kom dernæst rigeligt med aktivt gel på transduceren (1) eller direkte på det hudområde, der skal behandles. Tænd for apparatet (2).

Vælg nu det behandlingsprogram, der passer bedst til dig (3), og hold SQOOM-apparatet således i din hånd, at kontaktpunkterne på begge sider berøres (4). Placer herefter transduceren på det hudområde, du ønsker at behandle, og kød den blidt hen over huden med langsomme, cirkulerende bevægelser (5).

Bemærk: Hvis du behandler en anden med din SQOOM, er det vigtigt, at din frie hånd berører den anden person (hudkontakt). Derved lukkes kredsløbet, hvilket gør, at SQOOM fungerer korrekt (kontrollampen blinker) (6).





xCential cleanser

Optimal, fysisk dybderensende proces, der tilfører huden fugt og forbereder den til behandlingen med SQOOM. Panthenol og kamilleekstrakt har en blødgørende og afslappende effekt på huden.

xCential H+

Den innovative H+ gel er fremstillet af naturlige og hudvenlige aktive ingredienser for en synligt smuk og blød hud. Den primære ingrediens i xCential H+ er hyaluron – en velrenommeret fugtgiver. Små hyaluronsyrepartikler med lav molekylær vægt transporteres ned i de dybere hudlag, hvor de genopfylder de lagre, der tømmes som følge af aldringsprocessen.

xCential deSpot

Denne lysnende gel indeholder en unik kombination af de aktive ingredienser sulforafan og genistein. Ingredienserne transporteres ind i huden ved hjælp af liposomer og kan lysne hudområder og reducere alderspletter.

xCential booster

24 timers koncentreret fugttilførsel. Strålende og fløjlsblød hud med omgående effekt. Rynkernes dybde mindskes efter en enkelt påføring, og xCential booster har en 8 timers anti-rynkeeffekt.

xCentialcleanser

- Rens huden som normalt (fjern makeup, cremer og parfume).
- Kom xCentialcleanser gel på transduceren i rigelig mængde eller på det hudområde, du ønsker at behandle.
- Tænd for apparatet med et tryk på Tænd/Sluk-knappen, og vælg program C med STEP-knappen eller program I (blå) til det følsomme øjenområde.
- Hold SQQOOM således i hånden, at kontaktpunkterne på begge sider berøres.
- Placer nu transduceren på det hudområde, du ønsker at behandle, og køр den hen over huden med langsomme, blidt cirkulerende bevægelser.
- Skyl ansigtet grundigt med rigeligt vand efter den rensende behandling.
- Resultat: Din hud bliver rensset helt ned i porerne.



PROGRAM 1 | C

Dyberensning af porerne



PROGRAM 6 | I blå

Særligt omkring øjnene



Behandlingstid: 4 min

Anvendes: En gang om ugen

Anvendes dagligt, hvis der ønskes hurtigere resultater.

xCentialH+

- Vi anbefaler, at renseprogrammet anvendes før hver behandling.
- Kom xCential H+ Gel på transduceren i rigelig mængde eller direkte på det hudområde, du ønsker at behandle.
- Tænd for apparatet med et tryk på Tænd/Sluk-knappen, og vælg program W med STEP-knappen eller program I (grøn) til det følsomme øjenområde.
- Hold SQQOOM således i hånden, at kontaktpunkterne på begge sider berøres.
- Placer nu transduceren på det hudområde, du ønsker at behandle, og køр den hen over huden med langsomme, blidt cirkulerende bevægelser.
- Vi anbefaler at lade gelen sidde på huden som en maske natten over, hvis du behandler din hud om aftenen.
- Udfør du behandlingen om morgenen eller i løbet af dagen, anbefaler vi, at gelen skylles af efter behandling.
- Resultat: Din hud bliver synligt smukkere.



Tip: Brug program M og L i tillæg til den normale H+ (W) behandling.

PROGRAM 3 | W

Reduktion af rynker og opstramning af huden



PROGRAM 6 | I grøn

Særligt omkring øjnene



Behandlingstid: 8- 12 min

Anvendes: En gang om ugen

Anvendes dagligt, hvis der ønskes hurtigere resultater.

xCentialdeSpot

- Vi anbefaler, at renseprogrammet anvendes før hver behandling.
 - Kom xCential deSpot Gel på transduceren i rigelig mængde eller direkte på det hudområde, du ønsker at behandle.
 - Tænd for apparatet med et tryk på Tænd/Sluk-knappen, og vælg program W med STEP-knappen eller program I (grøn) til det følsomme øjenområde.
 - Hold SQQOOM således i hånden, at kontaktpunkterne på begge sider berøres.
 - Placer nu transduceren på det hudområde, du ønsker at behandle, og kød den hen over huden med langsomme, blidt cirkulerende bevægelser.
 - Vi anbefaler at lade gelen sidde på huden som en maske natten over, hvis du behandler din hud om aftenen.
- Udfører du behandlingen om morgenen eller i løbet af dagen, anbefaler vi, at gelen skylles af efter behandling.
- Resultat: Pigment- og alderspletter lysnes.



PROGRAM 3 | W

Lysning af huden



PROGRAM 6 | I grøn

Særligt omkring øjnene



Behandlingstid: 8- 12 min

Anvendes: En gang om ugen

Anvendes dagligt, hvis der ønskes hurtigere resultater.

xCentialbooster

- Kom xCential booster Gel på transduceren i rigelig mængde eller direkte på det hudområde, du ønsker at behandle.
- Tænd for apparatet med et tryk på Tænd/Sluk-knappen, og vælg program S med STEP-knappen.
- Hold SQQOOM således i hånden, at kontaktpunkterne på begge sider berøres.
- Placer nu transduceren på det hudområde, du ønsker at behandle, og kød den hen over huden med langsomme, blidt cirkulerende bevægelser.
- Lad den overskydende gel sidde på huden efter booster-behandlingen, og masser den ind i huden med fingrene.
- Resultat: Din hud får en ungdommelig og klar glød.



PROGRAM 5 | S

Koncentreret fugt i 24 timer



Behandlingstid: 4 min

Anvendes: Efter behov – for en omgående effekt ved særlige lejligheder eller som et supplement til xCential H+ behandlingen.



Læs venligst følgende tips for at få mest mulig glæde af dit apparat.



Udvidet international garanti

Registrer dit apparat for at få den GRATIS udvidede garanti. Med udvidelsen af den lovpligtige garanti og det lovpligtige erstatningsansvar får du en udvidet, fuld SQOOM-garanti, som gælder i hele verden.

www.warranty.sqoom.com

Customer service: info@SQOOM.com

- Opbevares tørt og må ikke nedsænkes i vand.
- Rengør transduceren med en fugtig klud.
- Sæt apparatet i opladeren, efter at du har slukket for det, og kontroller, at LED-pæren lyser blå.
- Lyset skifter fra blå til grønt, når apparatet er fuldt opladet. Er der problemer med opladningen, blinker LED-pæren blå.
- Tømmes batteriet helt for strøm, skal det oplades i mindst tre timer, før apparatet kan anvendes igen.
- Et fuldt opladet apparat har en brugstid på ca. 4 timer. Én fuld opladning kan holde til mere end to ugers brug i 12 minutter om dagen.
- Hold STEP-knappen inde i ca. tre sekunder for at se den resterende batterikapacitet. Lyser LED-pærene for de seks programmer, er apparatet fuldt opladet. Lyser kun to af LED-pærene, er der ca. 30 minutters batteritid tilbage. Når signaltonen lyder, skal batteriet oplades.
- Bruges apparatet ikke senest to minutter efter, at det er blevet tændt, slukker det automatisk.
- Den programmerede anvendelsestid for hvert trin er fire minutter. Når de fire minutter er gået, lyder der en signaltone. Herefter går apparatet i standby. Tændes det ikke igen inden for to minutter, slukker det automatisk.
- Den indgående strømspænding er 100 V til 240 V AC. Det betyder, at du kan tage apparatet med på rejser og bruge det i hele verden.
- Fjern stikket til opladerstationen, så snart apparatet er fuldt opladet.
- Hold alle elektriske kontakter rene, støvfrie og tørre.

Tekniske data og miljøbeskyttelse

Apparatets typenummer	
Apparat	SQOOM M2
Opladerstation	
Strømspænding	AC 100 - 240V, 50/60 Hz
Udgangsspænding/ Adapter	DC 4.2 V, 1A
Strømeffekt	7 W
Vægt	133 g
Håndholdt apparat	
Litium-ionbatteri	
Udgangsspænding/ Adapter	DC 3,7V / 2200mA
Vægt	194 g (gross)
Ultralyd	
Frekvens	1 MHz
Intensitetsniveau	fra 0.1 W/ cm ² to 0.5 W/ cm ²
Ion	
Frekvens	1,150Hz ~ 1,785Hz

Af hensyn til genbrug af råmaterialer bør apparatet ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald ved dets levetids ophør. Apparatet kan bortskaffes gennem SQOOM Global AB eller på en kommunal genbrugsplads i dit lokalområde.

Fakta of vigtige tips

Brug kun SQOOM-gelerne, som udvikles og sælges eksklusivt af SQOOM Global AB, til dine SQOOM-behandlinger.

Et enkelt hudområde må højst behandles i 20 minutter om dagen.

Områder med hudkræft og områder med friske operationsar må ikke behandles med SQOOM.

Brug ikke SQOOM, hvis du har en pacemaker.

Undlad at behandle halsen og brystområdet med SQOOM, hvis du har en overaktiv skjoldbruskkirtel.

Undlad at behandle områder omkring ledimplantater med SQOOM, da det kan medføre større smerter.

Undlad at behandle maven og brystområdet med SQOOM under graviditet.

Undgå, at gel og transducer får kontakt med øjenæble, øjenlåg og slimhinder.

Hold apparatet og gel/creme uden for børns rækkevidde.

Gelerne/cremerne opbevares ved en temperatur på højst 25°C.

Gelerne/cremerne må kun anvendes til udvortes brug.

Hvis du behandler en anden med din SQOOM, er det vigtigt, at din frie hånd berører den anden person (hudkontakt). Derved lukkes kredsløbet, hvilket gør, at SQOOM fungerer korrekt.

© Alle rettigheder forbeholdes af SQOOM Global AB. Enhver kopiering eller redigering uden for rammerne af ophavsretsloven er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse.

SQOOM Global AB
Stockholm/ Sweden



Registreret varemærke, som tilhører
SQOOM Global AB

SQOOM Global AB
Office/Warehouse
Åkersbärsvägen 14
611 38 Nyköping
Sweden
+46 852 504 720
info@SQOOM.com
www.SQOOM.com