



**ISQOM<sup>®</sup>**  
Operating Instructions





Penjelasan singkat	4
Pengaplikasian	6
The xCential Gels	8
The xCential Programmes	10
Perawatan dan penyimpanan	16
Data teknis dan petunjuk penting	18

Terima kasih atas keputusan anda untuk membeli SQOOM. Konsep berkualitas tinggi dari ahli dermatologi dan medis SQOOM Global AB menawarkan gel dengan efektifitas yang tinggi dan program yang dikembangkan khusus untuk anti-penuaan, memutihkan dan membersihkan, seperti halnya pengaplikasian untuk masalah kulit dan punggung atau otot yang kaku.

Konsep SQOOM yang revolusioner dengan perpindahan yang selaras antara ionisasi dengan ultrasound yang telah dipatenkan adalah satu dari cara yang paling elegan untuk mendapatkan dan mempertahankan kulit yang tampak cantik.

Bacalah petunjuk-petunjuk berikut dengan teliti untuk hasil yang optimal dan keberhasilan perawatan yang maksimal.




- 1 | Transduser dengan titanium alloy-cocok untuk penderita alergi.  
Oleskan gel yang akan dipakai secukupnya di sini.
- 2 | Lampu pengontrol  
Lampu ini menunjukkan bahwa alat sedang digunakan (hanya selama ada kontak dengan kulit) dengan berkedip secara teratur.
- 3 | Tombol on/off  
Klik tombol on/off sekali untuk menyalakan/mematikan alat.
- 4 | Tombol STEP, untuk memilih program  
Setiap anda menekan tombol STEP anda akan mengganti-ganti programnya.
- 5 | Kontak handel  
Selalu genggam SQOOM dengan menyentuh kontak handel pada kedua sisinya.
- 6 | Charger  
Letakkan kembali alat setiap habis pakai di charger ini agar SQOOM anda selalu siap pakai setiap saat.
- 7 | Lampu pengontrol baterai  
Bila lampu pengontrolnya berwarna hijau berarti alat telah terisi penuh. Kalau sinarnya biru, berarti alat masih dalam posisi mengisi.




Selalu bersihkan wajah anda sebelum setiap pemakaian. Kemudian, oleskan gel kandungan aktif secukupnya ke transduser (1) atau langsung ke area kulit yang akan dirawat. Nyalakan alat (2).

Sekarang pilih program pemakaian yang cocok (3) dan genggam SQOOM dengan erat pada kedua sisinya sehingga anda menyentuh handel kontak (4). Kemudian letakkan transduser pada area kulit yang akan dirawat dan gerakan lembut diseputar kulit dengan gerakan memutar secara perlahan (5).

Harap diperhatikan: Bila anda merawat orang lain dengan SQOOM anda, pastikan tangan anda yang bebas menyentuh kulit orang tersebut (kontak kulit). Hai ini akan menutup sirkuit dan membuat SQOOM anda bekerja tanpa cacat (lampu kedip pengontrol) (6).





## xCential cleanser

Proses pembersihan fisik mendalam yang optimal, menyuplai kulit dengan kelembaban dan mempersiapkannya untuk perawatan dengan SQOOM. Ekstrak panthenol dan Chamomile memiliki efek menenangkan dan merilekskan kulit.

## xCential H+

Gel H+ yang inovatif sepenuhnya dibuat dari ramuan aktif yang natural dan ramah terhadap kulit, untuk kulit yang tampak cantik. Partikel-partikel kecil asam hyaluronic dari berat molekuler terendah dikirimkan ke lapisan-lapisan kulit yang lebih dalam di mana mereka akan mengisi ulang tempat-tempat yang kosong yang ditinggalkan oleh proses penuaan. Sekarang dengan formula ramuan aktif yang baru yang melindungi terhadap radikal-radikal bebas dan melengkapi kelembaban intensif dengan daun lidah buaya.

## xCential deSpot

Gek pemutih ini berisi kombinasi yang unik dari ramuan aktif sulfurafen dan genistin. Ramuan ini dapat mencerahkan area kulit dan mengurangi bercak penuaan dalam suatu kombinasi liposomal.

## xCential booster

Penambah kelembaban konsentrat selama 24 jam. Kulit langsung terasa segar dan lembut, meninggalkan tampilan wajah yang muda dan cerah.

## xCentialcleanser

- Bersihkan kulit anda seperti biasa (hapus make-up, krem dan parfume).
- Oleskan xCentialcleanser Gel secukupnya ke permukaan transduser atau langsung pada area kulit yang akan dirawat.
- Nyalakan tombol POWER dan pilih program C dengan tombol STEP atau program I (biru) untuk daerah mata yang sensitif.
- Genggam SQQOOM pada kedua sisinya sehingga anda menyentuh handel kontak.
- Sekarang letakkan transduser pada area kulit yang akan dirawat dan gerakkan secara perlahan dan lembut dengan gerakan memutar.
- Cuci wajah anda dengan air yang banyak setelah selesai.
- Hasil: Kulit yang bersih sampai ke dalam pori-pori.



### PROGRAMM 1 | C

Membersihkan sampai ke dalam pori-pori



ON

C



I

### PROGRAMM 6 | I blue

Khususnya sekitar mata anda



Lama Perawatan:  
Pemakaian:

Wajah: 4 menit  
Sekali seminggu  
Gunakan setiap hari untuk hasil yang lebih cepat.

## xCentialH+

- Dianjurkan untuk selalu menjalankan program cleansing dulu sebelum melakukan setiap perawatan.
- Oleskan xCential H+ Gel secukupnya ke permukaan transduser atau langsung pada area kulit yang akan dirawat.
- Nyalakan tombol POWER dan pilih program W dengan tombol STEP atau program I (hijau) untuk daerah mata yang sensitif.
- Genggam SQQOOM pada kedua sisinya sehingga anda menyentuh handel kontak.
- Sekarang letakkan transduser pada area kulit yang akan dirawat dan gerakkan secara perlahan dan lembut dengan gerakan memutar..
- Bila perawatan dilakukan malam hari dianjurkan untuk membiarkan sisa gel di wajah semalaman sebagai masker.
- Bila perawatan dilakukan pagi atau siang hari, cuci bersih wajah anda dari gel.
- Hasil: Kulit yang tampak cantik.



Tip: Gunakan program M dan L sebagai tambahan untuk pemakaian H+ (W) yang normal.

### PROGRAMM 3 | W

Mengurangi kerut dan mengencangkan kulit



ON

W



I

### PROGRAMM 6 | I green

Khususnya sekitar mata anda



Lama Perawatan:  
Pemakaian:

Wajah: 8-12 menit  
Sekali seminggu  
Gunakan setiap hari untuk hasil yang lebih cepat.


## xCentialdeSpot

- Dianjurkan untuk selalu menjalankan program cleansing dulu sebelum melakukan setiap perawatan.
- Oleskan xCential deSpot Gel secukupnya ke permukaan transduser atau langsung pada area kulit yang akan dirawat.
- Nyalakan tombol POWER dan pilih program W dengan tombol STEP atau program I (hijau) untuk daerah mata yang sensitif.
- Genggam SQQOOM pada kedua sisinya sehingga anda menyentuh handel kontak.
- Sekarang letakkan transduser pada area kulit yang akan dirawat dan gerakkan secara perlahan dan lembut dengan gerakan memutar.
- Bila perawatan dilakukan malam hari dianjurkan untuk membiarkan sisa gel di wajah semalaman sebagai masker.  
Bila perawatan dilakukan pagi atau siang hari, cuci bersih wajah anda dari gel.
- Hasil: Memutihkan daerah kulit dan bintik penuaan.



### PROGRAMM 3 | W

Pemakaian Pemutih



### PROGRAMM 6 | I green

Terutama daerah sekitar mata anda



Lama Perawatan: 8-12 menit  
Pemakaian: Sekali seminggu  
Gunakan setiap hari untuk hasil yang lebih cepat.

## xCentialbooster

- Oleskan gel xCential booster pada permukaan transduser atau langsung pada kulit yang akan dirawat.
- Nyalakan tombol POWER dan pilih program S dengan tombol STEP.
- Genggam SQQOOM pada kedua sisinya sehingga anda menyentuh handel kontak.
- Letakkan transduser di daerah kulit yang akan dirawat dan gerakkan alat pd kulit dengan gerakan meligkar secara perlahan dan lembut.
- Biarkan gel yang tersisa pada kulit anda setelah pemakaian booster dan massage sisa gel pada kulit anda dengan jari2 anda.
- Hasil: Kulit anda terlihat muda dan cerah.



### PROGRAMM 5 | S

Cairan konsentrat untuk 24 jam



Lama Perawatan: 4 menit  
Pemakaian: Saat diperlukan - efek yang langsung terlihat untuk kesempatan khusus atau sebagai suplemen ideal pada pemakaian xCential H+.





Bacalah tip-tip di bawah ini untuk membantu anda mendapatkan kenyamanan maksimum dari alat anda.



#### Perpanjangan garansi internasional

Daftarkan alat anda untuk mendapatkan perpanjangan garansi gratis. Dengan memperpanjang kewajiban dan garansi yang ditentukan secara legal, anda dapat mempergunakan perpanjangan garansi universal komplit SQOOM tanpa dipungut bayaran.  
[www.warranty.sqoom.com](http://www.warranty.sqoom.com)

Customer service: [info@SQOOM.com](mailto:info@SQOOM.com)

- Simpan di tempat yang kering dan jangan direndam dalam air.
- Bersihkan transduser dengan lapang lembab.
- Letakkan alat pada tempat charging setelah mematikan tombolnya dan pastikan lampu LED berwarna biru menyala.
- Lampu LED biru akan berubah menjadi hijau saat proses charging selesai. Bila ada masalah pada saat charging, lampu LED akan berkedip biru.
- Saat baterai dari alat sudah terisi ulang penuh, tetap charge hingga sedikitnya 3 jam sebelum digunakan kembali.
- Setelah diisi ulang penuh, alat dapat dipakai selama sekitar 4 jam. Satu kali isi ulang penuh dapat bertahan selama 2 minggu untuk pemakaian 12 menit perhari.
- Tekan tombol STEP sekitar 3 detik untuk menunjukkan waktu isi ulang yang tersisa. Bila lampu LED dari keenam program menyala, alat telah diisi ulang penuh. Bila hanya 2 lampu yang menyala, berarti proses isi ulang tinggal sekitar 30 menit lagi.

- Bila sinyal berbunyi, berarti baterai harus diisi ulang.
- Bila anda tidak menggunakan alat dalam 2 menit setelah dinyalakan, alat akan mati secara otomatis.
- Waktu pemakaian yang telah untuk diprogram untuk setiap step adalah 4 menit. Bila waktu 4 menit telah berlalu, sinyal akan berbunyi. Setelah itu alat akan berpindah ke posisi standby. Bila tidak dinyalakan kembali dalam 2 menit, alat akan mati dengan sendirinya.
- Voltase rata-ratanya adalah 100 V - 240 V AC. Jadi alat ini bisa dibawa saat anda bepergian dan bisa dipakai di seluruh dunia.
- Cabut kabel kontak dari charger segera setelah alat selesai discharge.
- Pastikan seluruh kontak listrik bersih, bebas debu dan kering.

## Data teknis dan perlindungan lingkungan

Perancangan alat	
Alat	SQOOM M2
Tempat charger	
Voltase utama	AC 100 - 240V, 50/60 Hz
Apaptor	DC 4.2V, 1A
Tenaga	7W
Berat	133 g
Alat tangan	
Lithium/batere ion	
Adaptor	DC 3,7V / 2200mA
Berat	194 g (gross)
Ultrasound	
Frekwensi	1 MHz
Level intensitas	dari 0,1 W/cm2 sampai 0,5w/cm2
Ion	
Frekwensi	1.150 Hz-1.785 Hz

Dalam mendaur ulang bahan2 mentah, alat ini tidak boleh dibuang bersama dengan alat-alat rumah tangga yang lain saat masa operasinya berakhir. Pembuangan dapat dieksekusi melalui SQOOM Global AB atau di tempattempat penampungannya yang dapat anda temui di perwakilan setempat atau administrasi pemerintah kota.

## Petunjuk penting

Gunakan hanya gel-gel dari SQOOM yang ditawarkan dan dikembangkan secara unik oleh kami untuk pemakaian SQOOM anda.

Jangan merawat satu area kulit lebih lama dari 20 menit hari.

Janganrawat area kulit dengan SQOOM yang terkena kangker kulit atau dampak operasi.

Jangan gunakan SQOOM bila anda memakai alat pacu jantung.

Dalam kasus-kasus hyperthyroidisme, jandan gunakan SQOOM pada daerah kerongkongan atau dada.

Jandan gunakan SQOOM pada area sekitar sambungan implant. Ini bisa menyebabkan rasa sakit yang bertambah.

Jandan menggunakan SQOOM di area perut dan dada selama kehamilan.

Hindari kontak del dan transduser dengan bola mata, kelopak mata dan membran lendir lainnya.

Jauhkan alat dan gel/krem dari jangkauan anak-anak.

Jandan simpan gel/krem pada suhu lebih dari 25°C.

Gel/krem tersebut dibuat secara eksklusif hanya untuk pemakaian di kulit luar.

Bila anda merawat orang lain dengan SQOOM anda, pastikan tangan anda yang bebas menyentuh kulit orang tersebut (kontak kulit). Hal ini dapat menutup sirkuit dan memastikan kerja SQOOM anda tepat.

© Seluruh hak cipta milik SQOOM Global AB. Segala bentuk tiruan atau editing diluar batas hak cipta dilarang tanpa ijin tertulis sebelumnya.

SQOOM Global AB  
Stockholm/ Sweden



A registered trademark of SQOOM Global AB

SQOOM Global AB  
Office/Warehouse  
Åkersbärsvägen 14  
611 38 Nyköping  
Sweden  
+46 852 504 720  
info@SQOOM.com  
www.SQOOM.com